

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón ARAF**Nº de Catálogo: AMM83634**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2b
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	68kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	ARAF
Nombres Alternativos	ARAF
ID del Gen	-
ID SwissProt	P10398
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de ARAF humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Carril 1: 15 µg de lisado K-562 Carril 2: 15 µg de lisado HeLa Carril 3: 15 µg de lisado HEK-293