
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón OLR1**Nº de Catálogo: AMM83668**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	IHC
Reactividad	Humano, Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG2a
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:20-1:100
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	OLR1
Nombres Alternativos	OLR1
ID del Gen	-
ID SwissProt	P78380
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de OLR1 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido renal mediante el anticuerpo OLR1 (anticuerpo monoclonal de ratón OLR1)