

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón MYH1**Nº de Catálogo: AMM84935**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	ICC
Reactividad	Humano, Ratón, Rata, Mosca de la fruta, Nematodo
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG1
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,5% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	ICC 1:50-1:200
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	MYH1
Nombres Alternativos	fast skeletal muscle; MYH3; HEMHC; Myosin-1; Myosin heavy chain 2x; MyHC-2x; Myosin heavy chain IIx/d; MyHC-IIx/d; Myosin heavy chain; skeletal muscle; adult 1
ID del Gen	4619.0
ID SwissProt	P12882
Inmunógeno	Péptido sintético de la cadena pesada de miosina


Antecedentes

Contracción muscular.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de inmunofluorescencia de MYH1 en tinción de inmunofluorescencia de tejido de nematodos usando el anticuerpo MYH1.