

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón ALDOC**Nº de Catálogo: AMM85995**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB,FC
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Mouse IgG3
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05%.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:2000,FC 1:25-1:50
Peso Molecular	39.5kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	ALDOC
Nombres Alternativos	Fructose-bisphosphate aldolase C, Brain-type aldolase, ALDOC, ALDC
ID del Gen	230.0
ID SwissProt	P09972
Inmunógeno	Se utilizó la proteína ALDOC marcada con His purificada para producir este anticuerpo monoclonal.

Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen

Todos los carriles: Anticuerpo anti-ALDOC (C-term) a dilución 1:2000

