

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de ratón IgG de conejo (Fc específico, cadena pesada)

Nº de Catálogo: AMM86162

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de ratón
Huésped	Ratón
Aplicación	WB
Reactividad	Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,5% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:2000-1:5000
Peso Molecular	55kDa


Información del Antígeno

Nombre del Gen	Rabbit IgG (Fc specific, Heavy Chain)
Nombres Alternativos	Rabbit IgG (Fc specific, Heavy Chain)
ID del Gen	-
ID SwissProt	-
Inmunógeno	-

Antecedentes

Área de Investigación

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de IgG de conejo reducida, H+L, diluida a 1:10000.