
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de rata Cbfa2t2**Nº de Catálogo: AMR83163**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de rata
Huésped	Rata
Aplicación	IHC
Reactividad	Ratón, humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Rat IgG2c
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:50-1:100
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Cbfa2t2
Nombres Alternativos	Cbfa2t2
ID del Gen	-
ID SwissProt	O70374
Inmunógeno	Péptido MTGR1


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido testicular mediante anticuerpo anti-Cbfa2t2 (anticuerpo monoclonal de rata Cbfa2t2)