
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de rata MAPRE3**Nº de Catálogo: AMR83268**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de rata
Huésped	Rata
Aplicación	WB
Reactividad	Humano, Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Rat IgG2a
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	32kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	MAPRE3
Nombres Alternativos	MAPRE3
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q9UPY8
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de MAPRE3 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western utilizando mAb MAPRE3 contra lisado de cerebro de ratón