

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de rata Rab11b**Nº de Catálogo: AMR83354**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de rata
Huésped	Rata
Aplicación	IHC
Reactividad	Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Rat IgG2b
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:50-1:100
Peso Molecular	-

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Rab11b
Nombres Alternativos	Rab11b
ID del Gen	-
ID SwissProt	P46638
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de Rab11b de ratón


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis IHC-P de tejido cerebral de ratón mediante el anticuerpo Rab11b (anticuerpo monoclonal de rata Rab11b)