
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de rata Gata3**Nº de Catálogo: AMR83582**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de rata
Huésped	Rata
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Rat IgG2a
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:200-1:500
Peso Molecular	55kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Gata3
Nombres Alternativos	Gata3
ID del Gen	-
ID SwissProt	P23772
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de Gata3 de ratón


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Carril 1: 15 μ g de lisado de Jurkat Carril 2: 15 μ g de lisado de SH-SY5Y Carril 3: 15 μ g de lisado de MCF-7