

---

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de rata Rab6b****Nº de Catálogo: AMR83600**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de rata
<b>Huésped</b>	Rata
<b>Aplicación</b>	WB
<b>Reactividad</b>	Ratón, rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	Rat IgG2b
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Peso Molecular</b>	180kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	Rab6b
<b>Nombres Alternativos</b>	Rab6b
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	P61294
<b>Inmunógeno</b>	Fragmento recombinante purificado de Rab6b de ratón


**Antecedentes**

-

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Carril 1: 15 µg de lisado de SH-SY5Y; Carril 2: 15 µg de lisado de tejido cerebral de ratón; Carril 3: 15 µg de lisado de tejido cerebral de rata; Resultado: El anticuerpo monoclonal de rata Rab6b puede detectar Rab6b mediante transferencia Western;