
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de rata Tmem176b**Nº de Catálogo: AMR83673**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de rata
Huésped	Rata
Aplicación	WB
Reactividad	Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	Rat IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:2000
Peso Molecular	26kDa,28kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Tmem176b
Nombres Alternativos	Tmem176b
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q9R1Q6
Inmunógeno	Fragmento recombinante purificado de Tmem176b de ratón


Antecedentes

-

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western con mAb Tmem176b contra lisado de tejido hepático y lisado de tejido intestinal de ratón