

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo Rab5**Nº de Catálogo: APRab00055**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	IgG de conejo en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, 150 mM de NaCl, 0,02 % de azida sódica y 50 % de glicerol.
Purificación	Cromatografía de afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
Peso Molecular	Calculated MW: 24 kDa; Observed MW: 24 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	RAB5A
Nombres Alternativos	RAB5A; RAB5; RAS associated protein RAB5A; Ras related protein Rab 5A
ID del Gen	5868
ID SwissProt	P20339
Inmunógeno	Un péptido sintético de Rab5 humano

Antecedentes


Rab5 pertenece a la superfamilia Ras de pequeñas GTPasas Rab. Rab5 se localiza en la membrana plasmática y en los

endosomas tempranos y funciona como un regulador clave del tráfico vesicular durante la endocitosis temprana (1). El cambio conformacional entre los estados GTP/GDP de Rab5 es esencial para su función biológica como regulador limitante de la velocidad en múltiples etapas de la endocitosis.


Área de Investigación

Etiquetas y marcadores celulares

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de Rab5 en lisados MCF-7 usando el anticuerpo Rab5.



Análisis inmunohistoquímico de colon humano incluido en parafina utilizando el anticuerpo Rab5. Se utilizó citrato de sodio a alta presión y temperatura, pH 6,0, para la recuperación de antígeno.