

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo 4E BP1**Nº de Catálogo: APRab00140**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	IgG de conejo en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, 150 mM de NaCl, 0,02 % de azida sódica y 50 % de glicerol.
Purificación	Cromatografía de afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,FC 1:50-1:100,IP 1:20-1:50
Peso Molecular	Calculated MW: 13 kDa; Observed MW: 18 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	EIF4EBP1 EIF4EBP1; Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; 4E-BP1; eIF4E-
Nombres Alternativos	binding protein 1; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1; PHAS-I
ID del Gen	1978
ID SwissProt	Q13541
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a la proteína objetivo


Antecedentes

La proteína represora de la traducción 4E-BP1 (también conocida como PHAS-1) inhibe la traducción dependiente de cap al unirse al factor de iniciación de la traducción eIF4E. La hiperfosforilación de 4E-BP1 interrumpe esta interacción y provoca la activación de la traducción dependiente de cap. Tanto la vía PI3 quinasa/Akt como la quinasa FRAP/mTOR regulan la actividad de 4E-BP1.


Área de Investigación

Epigenética y señalización nuclear


Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de eIF4EBP1 en lisados K562 usando el anticuerpo 4E BP1.



Análisis inmunohistoquímico de carcinoma de mama humano incluido en parafina utilizando el anticuerpo eIF4EBP1. Se utilizó citrato de sodio a alta presión y temperatura, pH 6,0, para la recuperación de antígeno.



Análisis de inmunofluorescencia de 4E BP1 en HeLa usando el anticuerpo eIF4EBP1.