

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-eIF4E (Ser209)**Nº de Catálogo: APRab00682**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,IP
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Fosforilado
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	IgG de conejo en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, 150 mM de NaCl, 0,02 % de azida sódica y 50 % de glicerol.
Purificación	Cromatografía de afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,IP 1:20-1:50
Peso Molecular	Calculated MW: 25 kDa; Observed MW: 25 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	EIF4E
Nombres Alternativos	EIF4E; EIF4EL1; EIF4F; Eukaryotic translation initiation factor 4E; eIF-4E; eIF4E; eIF-4F 25 kDa subunit; mRNA cap-binding protein
ID del Gen	1977
ID SwissProt	P06730
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado correspondiente a los residuos de la proteína diana.


Antecedentes

eIF4E, una proteína, modula la traducción de los ARNm maternos en embriones tempranos, antes del inicio de la transcripción cigótica. eIF4E también influye en la tasa general de traducción. eIF4E se une a la estructura de la tapa de 7 metil GTP de los ARNm eucariotas. Su fosforilación en la serina 209 regula la afinidad de esta proteína por la tapa de 7 metil GTP y/o el ARN. La fosforilación también potencia la interacción de eIF4E con eIF4G, que forman un complejo conocido como eIF4F. La fosforilación de eIF4E se correlaciona con un aumento en la tasa de traducción en diversos tipos celulares.


Área de Investigación

Epigenética y señalización nuclear

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de eIF4E (Phospho-S209) en (1) lisados HEK293; (2) lisados de bazo de ratón utilizando el anticuerpo Phospho-eIF4E (Ser209).



Análisis inmunohistoquímico de riñón de ratón incluido en parafina utilizando el anticuerpo Phospho-eIF4E (S209). Se utilizó citrato de sodio a alta presión y temperatura, pH 6,0, para la recuperación de antígeno.