

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo 4E-BP1 (fosfo Thr37)**Nº de Catálogo: APRab04183**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
Reactividad	Humano, Ratón, Rata, Conejo, Pez, Otro, Guinea, Oveja, Bovino
Conjugación	No conjugado
Modificación	Fosforilado
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:20000
Peso Molecular	18kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	EIF4EBP1 EIF4EBP1; Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; 4E-BP1; eIF4E-binding protein 1; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1;
Nombres Alternativos	PHAS-I
ID del Gen	1978.0
ID SwissProt	Q13541
Inmunógeno	El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado de 4E-BP1 humano alrededor del sitio de fosforilación de Thr36. Rango de AA: 4-53.


Antecedentes

Proteína de unión al factor de iniciación de la traducción eucariota 4E 1 (EIF4EBP1) Homo sapiens. Este gen codifica un miembro de una familia de proteínas represoras de la traducción. La proteína interactúa directamente con el factor de iniciación de la traducción eucariota 4E (eIF4E), que es un componente limitante del complejo multisubunidad que recluta subunidades ribosomales 40S al extremo 5' de los ARNm. La interacción de esta proteína con eIF4E inhibe el ensamblaje del complejo y reprime la traducción. Esta proteína se fosforila en respuesta a diversas señales, incluyendo la radiación UV y la señalización de la insulina, lo que resulta en su disociación de eIF4E y la activación de la traducción del ARNm. [proporcionado por RefSeq, jul. de 2008], función: Regula la actividad de eIF4E al prevenir su ensamblaje en el complejo eIF4F. Media la regulación de la traducción de proteínas por hormonas, factores de crecimiento y otros estímulos que se transmiten a través de la vía de la MAP quinasa. PTM: Se fosforiló en residuos de serina y treonina en respuesta a insulina, EGF y PDGF. Se fosforiló tras daño al ADN, probablemente por ATM o ATR. Similitud: Pertenece a la familia de proteínas de unión a eIF4E. Subunidad: La EIF4EBP1 no fosforilada compite con EIF4G1/EIF4G3 para interactuar con EIF4E; la fosforilación de EIF4EBP1 por las MAP quinasas (MAPK1 y MAPK3) estimulada por insulina provoca la disociación del complejo, lo que permite la unión de EIF4G1/EIF4G3 y el consiguiente inicio de la traducción. La rapamicina puede atenuar la estimulación insulínica, mediada por las FKBP.


Área de Investigación

Regula la angiogénesis; receptor de insulina; mTOR; ErbB/HER; PI3K/Akt; AMPK


Datos de Imagen



Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (Fosfo-ELISA) para inmunógeno fosfopéptido (Fosfo-izquierdo) y no fosfopéptido (Fosfo-derecho), utilizando el anticuerpo 4E-BP1 (Fosfo-Thr36)



Análisis inmunohistoquímico de carcinoma de mama humano incluido en parafina, utilizando el anticuerpo 4E-BP1 (Phospho-Thr36). La imagen de la derecha está bloqueada con el péptido fosforilado.



Análisis de inmunotransferencia de lisados de células MDA-MB-435 tratadas con EGF 200 ng/ml durante 30 minutos, utilizando el anticuerpo 4E-BP1 (Phospho-Thr36). El carril izquierdo está bloqueado con el péptido fosforilado.