

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo c-Myc (fosfo Ser373)**Nº de Catálogo: APRab04478**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	IHC, ICC/IF, ELISA, IP
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Fosforilado
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:10000-1:20000, IP 1:20-1:50
Peso Molecular	50, (also ~60kDa in some samples)

Información del Antígeno

Nombre del Gen	MYC
Nombres Alternativos	MYC; BHLHE39; Myc proto-oncogene protein; Class E basic helix-loop-helix protein 39; bHLHe39; Proto-oncogene c-Myc; Transcription factor p64
ID del Gen	4609.0
ID SwissProt	P01106
Inmunógeno	El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado de Myc humano alrededor del sitio de fosforilación de Ser373. Rango de AA: 340-389.


Antecedentes

La proteína codificada por este gen es una fosfoproteína nuclear multifuncional que participa en la progresión del ciclo celular, la apoptosis y la transformación celular. Actúa como factor de transcripción que regula la transcripción de genes diana específicos. Las mutaciones, la sobreexpresión, la reorganización y la translocación de este gen se han asociado con diversos tumores hematopoyéticos, leucemias y linfomas, incluido el linfoma de Burkitt. Existe evidencia que demuestra que las iniciaciones de traducción alternativas desde un sitio de inicio no AUG (CUG) en fase ascendente y un sitio de inicio AUG descendente resultan en la producción de dos isoformas con extremos N-terminales distintos. La síntesis de la proteína iniciada por no AUG se suprime en los linfomas de Burkitt, lo que sugiere su importancia para el funcionamiento normal de este gen. [proporcionado por RefSeq, jul. de 2008], enfermedad: Una aberración cromosómica que afecta a MYC puede ser la causa de una forma de leucemia linfocítica crónica de células B. Translocación t(8;12)(q24;q22) con BTG1. Enfermedad: La sobreexpresión de MYC está implicada en la etiología de diversos tumores hematopoyéticos. Función: Participa en la regulación de la transcripción génica. Se une al ADN tanto de forma inespecífica como específica, reconociendo la secuencia central 5'-CAC[GA]TG-3'. Parece activar la transcripción de genes relacionados con el crecimiento. Información en línea: Entrada de Myc. PTM: Fosforilado por PRKDC. Similitud: Contiene un dominio básico de hélice-bucle-hélice (bHLH). Subunidad: Una unión eficiente al ADN requiere la dimerización con otra proteína bHLH. Se une al ADN como heterodímero con MAX. Interactúa con TAF1C y SPAG9. Interactúa con PARP10. Interactúa con KDM5A y KDM5B.

Área de Investigación

Vía de células madre; Ciclo celular G1S; Ciclo celular G2M ADN; WNT; CÉLULA WNT-T; β -catenina; ErbB/HER; MAPK_ERK_Crecimiento; MAPK_G_Proteína; PI3K/Akt; Acetilación de proteínas

Datos de Imagen



Análisis inmunohistoquímico del carcinoma de mama humano incluido en parafina, utilizando el anticuerpo Myc (Phospho-Ser373).