

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo NCAM-L1 (fosfoSer1181)**Nº de Catálogo: APRab05067**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Fosforilado
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:10000-1:20000
Peso Molecular	180kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	L1CAM
Nombres Alternativos	L1CAM; CAML1; MIC5; Neural cell adhesion molecule L1; N-CAM-L1; NCAM-L1; CD antigen CD171
ID del Gen	3897.0
ID SwissProt	P32004
Inmunógeno	El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado del CD171/N-CAML1 humano alrededor del sitio de fosforilación de Ser1181. Rango de AA: 1147-1196.


Antecedentes

La proteína codificada por este gen es una glicoproteína axonal que pertenece a la familia de los supergenes de las inmunoglobulinas. El ectodominio, que consta de varios dominios similares a las inmunoglobulinas y repeticiones similares a la fibronectina (tipo III), está unido mediante una única secuencia transmembrana a un dominio citoplasmático conservado. Esta molécula de adhesión celular desempeña un papel importante en el desarrollo del sistema nervioso, incluyendo la migración y diferenciación neuronal. Las mutaciones en el gen causan síndromes neurológicos ligados al cromosoma X conocidos como CRASH (hipoplasia del cuerpo caloso, retraso mental, afasia, paraplejía espástica e hidrocefalia). El empalme alternativo de este gen da lugar a múltiples variantes de transcripción, algunas de las cuales incluyen un exón alternativo que se considera específico de las neuronas. [proporcionado por RefSeq, mayo de 2013], enfermedad: Los defectos en L1CAM son una causa de agenesia parcial del cuerpo caloso [MIM:304100]; un trastorno ligado al cromosoma X., enfermedad: Los defectos en L1CAM son la causa de la hidrocefalia debido a la estenosis del acueducto de Silvio (HSAS) [MIM:307000]. La hidrocefalia es una afección en la que la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en el cerebro provoca un aumento de la presión intracraneal dentro del cráneo. Esto generalmente se debe al bloqueo del flujo de salida del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales o en el espacio subaracnoideo en la base del cerebro. En niños, se caracteriza típicamente por agrandamiento de la cabeza, prominencia de la frente, atrofia cerebral, deterioro mental y convulsiones. En adultos, el síndrome incluye incontinencia, desequilibrio y demencia. El HSAS se caracteriza por retraso mental y agrandamiento de los ventrículos cerebrales., enfermedad: Los defectos en L1CAM son la causa del síndrome de retraso mental-afasia-marcha arrastrando los pies-pulgares en aducción (MASA) [MIM:303350]; También conocido como hipoplasia del cuerpo caloso, retraso psicomotor, pulgares en aducción, paraparesia espástica e hidrocefalia o síndrome CRASH. MASA es un síndrome recesivo ligado al cromosoma X con un espectro clínico muy variable. Las principales características clínicas incluyen espasticidad e hiperreflexia de las extremidades inferiores, marcha arrastrando los pies, retraso mental, afasia y pulgares en aducción. Las características de la espasticidad se han denominado paraplejía espástica complicada tipo 1 (SPG1). Algunos pacientes presentan hipoplasia del cuerpo caloso e hidrocefalia. La variabilidad interfamiliar e intrafamiliar es muy amplia, de modo que los pacientes con hidrocefalia, MASA, SPG1 y agenesia del cuerpo caloso pueden estar presentes dentro de la misma familia. Enfermedad: Los defectos en L1CAM son la causa de la paraplejía espástica ligada al cromosoma X tipo 1 (SPG1) [MIM:303350]. La paraplejía espástica es un trastorno degenerativo de la médula espinal que se caracteriza por una debilidad y espasticidad lenta, gradual y progresiva de las extremidades inferiores. Enfermedad: Defectos en L1CAM podrían contribuir a la enfermedad de Hirschsprung (HSCR) [MIM:142623]. Esto podría ocurrir modificando los efectos de un gen asociado a la enfermedad de Hirschsprung, causando aganglionosis intestinal. Función: Molécula de adhesión celular con un papel importante en el desarrollo del sistema nervioso. Participa en la adhesión entre neuronas, la fasciculación de neuritas, el crecimiento de neuritas, etc. Se une a la axonina de las neuronas. Información en línea: Página web sobre la mutación de L1CAM. Similitud: Pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Familia L1/neurofascina/NgCAM.,similitud:Contiene 5 dominios de fibronectina tipo III.,similitud:Contiene 6 dominios de tipo C2 similares a Ig (similares a inmunoglobulina).


Área de Investigación

Guía axonal;Moléculas de adhesión celular (CAM);

Datos de Imagen



Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (fosfo-ELISA) para inmunógeno fosfopéptido (fosfo-izquierdo) y no fosfopéptido (fosfo-derecho), utilizando el anticuerpo CD171/N-CAML1 (fosfo-Ser1181)



Análisis de inmunotransferencia de lisados de células K562 con el anticuerpo CD171/N-CAML1 (Phospho-Ser1181). El carril derecho está bloqueado con el péptido fosforilado.