

**Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo PKC  $\delta$  (fosfo Ser645)****Nº de Catálogo: APRab05258**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo policlonal de conejo
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
<b>Reactividad</b>	Humano, Mono
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Fosforilado
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Policlonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:20000
<b>Peso Molecular</b>	77kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	PRKCD
<b>Nombres Alternativos</b>	PRKCD; Protein kinase C delta type; Tyrosine-protein kinase PRKCD; nPKC-delta
<b>ID del Gen</b>	5580.0
<b>ID SwissProt</b>	Q05655
<b>Inmunógeno</b>	El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado de la PKC delta humana alrededor del sitio de fosforilación de Ser645. Rango de AA: 612-661.


**Antecedentes**

La proteína quinasa C (PKC) es una familia de proteínas quinasas específicas de serina y treonina que pueden ser activadas por el calcio y el segundo mensajero diacilglicerol. Los miembros de la familia PKC fosforilan una amplia variedad de dianas proteicas y se sabe que participan en diversas vías de señalización celular. Los miembros de la familia PKC también sirven como receptores principales para los ésteres de forbol, una clase de promotores tumorales. Cada miembro de la familia PKC tiene un perfil de expresión específico y se cree que desempeña funciones distintas en las células. La proteína codificada por este gen es uno de los miembros de la familia PKC. Estudios tanto en humanos como en ratones demuestran que esta quinasa participa en la señalización de células B y en la regulación del crecimiento, la apoptosis y la diferenciación de diversos tipos celulares. Se han observado variantes de transcripción empalmadas alternativamente que codifican la misma proteína. [Proporcionado por RefSeq, jul. de 2008], actividad catalítica:  $ATP + \text{una proteína} = ADP + \text{una fosfoproteína.}$ , dominio: El dominio C1, que contiene las regiones 1 (C1A) y 2 (C1B) de éster de forbol/tipo DAG, es el sensor de diacilglicerol., dominio: El dominio C2 es un dominio de unión no cálcico. Se une a proteínas que contienen fosfotirosina de forma específica para cada secuencia., regulación enzimática: Tres sitios específicos: Thr-507 (bucle de activación del dominio quinasa), Ser-645 (motivo de giro) y Ser-664 (región hidrofóbica), requieren fosforilación para su activación completa., función: Esta enzima es independiente del calcio, dependiente de fosfolípidos y específica para serina y treonina. La PKC se activa por el diacilglicerol, que a su vez fosforila diversas proteínas celulares. La PKC también actúa como receptor de ésteres de forbol, una clase de promotores tumorales. Puede desempeñar un papel en el control dependiente de antígenos de la función de los linfocitos B. Fosforila MUC1 en el extremo C-terminal y regula la interacción entre MUC1 y beta-catenina. PTM: Fosforilada en Thr-507, dentro del bucle de activación. Autofosforilada y/o fosforilada. Aunque la fosforilación de Thr-507 ocurre, no es un prerrequisito para la actividad enzimática. Similitud: Pertenece a la superfamilia de las proteínas quinasas. Familia de las proteínas quinasas AGC Ser/Thr. Subfamilia PKC., similitud: Contiene 1 dominio C-terminal de AGC-quinasa., similitud: Contiene 1 dominio C2., similitud: Contiene 1 dominio de proteína quinasa., similitud: Contiene 2 dedos de zinc de tipo éster de forbol/DAG., subunidad: Interactúa con PDK1, RAD9A, CDCP1 y MUC1.


## Área de Investigación

Regulación de microtúbulos; Regulación de la dinámica de la actina; Vía de las células madre; Receptor de insulina; Receptor de células B; AMPK


## Datos de Imagen




Análisis inmunohistoquímico de carcinoma de mama humano incluido en parafina, utilizando el anticuerpo PKC delta (Phospho-Ser645). La imagen de la derecha está bloqueada con el péptido fosforilado.



Análisis de inmunotransferencia de lisados de células COS7 y A549, utilizando el anticuerpo PKC delta (Phospho-Ser645). El carril derecho está bloqueado con el péptido fosforilado.



Análisis Western Blot de varias células utilizando el anticuerpo policlonal Phospho-PKC  $\delta$  (S645) diluido a 1:1000



Análisis Western Blot de células HuvEc utilizando el anticuerpo policlonal Phospho-PKC  $\delta$  (S645) diluido a 1:1000