

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo FNBP4**Nº de Catálogo: APRab11053**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,ELISA
Reactividad	Humano, Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS conteniendo 50% de glicerol, y 0,02% de conservante nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000
Peso Molecular	111kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	FNBP4 FBP30 KIAA1014
Nombres Alternativos	-
ID del Gen	23360.0
ID SwissProt	Q8N3X1
Inmunógeno	Péptido sintetizado derivado de una región parcial de la proteína humana

Antecedentes


Dominio: Estos dominios WW interactúan con los dominios ricos en Pro, flanqueados por Arg/Gly, presentes en varias proteínas de unión al dominio WW (WBP). El dominio WW N-terminal tiene mayor capacidad de unión a ligandos. PTM: Se

fosforila tras daño al ADN, probablemente por ATM o ATR. Similitud: Contiene dos dominios WW. Subunidad: Se une a FMN1. Interactúa con el dominio rico en Pro, flanqueado por Arg/Gly, de KHDRBS1/SAM68. La metilación de arginina en estas regiones no afecta esta unión. Dominio: Estos dominios WW interactúan con los dominios ricos en Pro, flanqueados por Arg/Gly, presentes en varias proteínas de unión al dominio WW (WBP). El dominio WW N-terminal tiene mayor capacidad de unión a ligandos. PTM: Se fosforila tras daño al ADN, probablemente por ATM o ATR. Similitud: Contiene dos dominios WW. Subunidad: Se une a FMN1. Interactúa con el dominio rico en Pro, flanqueado por Arg/Gly, de KHDRBS1/SAM68. La metilación de arginina en estas regiones no afecta esta unión.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis Western Blot de la lisis de Hela, utilizando el anticuerpo primario a una dilución de 1:1000. El anticuerpo secundario se diluyó a 1:10000.