

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo GPR135**Nº de Catálogo: APRab11638**

Solo para uso en investigación.

Resumen

| | |
|-----------------------|--|
| Descripción | Anticuerpo policlonal de conejo |
| Huésped | Conejo |
| Aplicación | WB,IHC,ICC/IF,ELISA |
| Reactividad | Humano, Ratón, Rata |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| Isotipo | IgG |
| Clonalidad | Policlonal |
| Formato | Líquido |
| Concentración | 1 mg/ml |
| Almacenamiento | Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo |
| Tampon | Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N. |
| Purificación | Purificación por afinidad |

Aplicación

| | |
|-----------------------------|--|
| Relación de Dilución | WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:10000 |
| Peso Molecular | 48kDa |

Información del Antígeno

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre del Gen | GPR135 |
| Nombres Alternativos | GPR135; Probable G-protein coupled receptor 135 |
| ID del Gen | 64582.0 |
| ID SwissProt | Q8IZ08 |
| Inmunógeno | El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado del GPR135 humano. Rango de AA: 371-420. |


Antecedentes

Función: Receptor huérfano., Similitud: Pertenece a la familia del receptor acoplado a proteína G 1., Función: Receptor huérfano., Similitud: Pertenece a la familia del receptor acoplado a proteína G 1.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de inmunotransferencia de lisados de células NIH/3T3, utilizando el anticuerpo GPR135. El carril derecho está bloqueado con el péptido sintetizado.