

**Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo IFIT-5****Nº de Catálogo: APRab12380**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo policlonal de conejo
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,ELISA
<b>Reactividad</b>	Humano, Rata, Ratón
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Policlonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:20000-1:40000
<b>Peso Molecular</b>	50kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	IFIT5 IFIT5; ISG58; RI58; Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 5; IFIT-5;
<b>Nombres Alternativos</b>	Interferon-induced 58 kDa protein; Retinoic acid- and interferon-inducible 58 kDa protein; P58
<b>ID del Gen</b>	24138.0
<b>ID SwissProt</b>	Q13325
<b>Inmunógeno</b>	El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado del IFIT5 humano. Rango de AA: 281-330.


## Antecedentes

inducción:Por interferones.,similitud:Pertenece a la familia IFIT.,similitud:Contiene 8 repeticiones TPR.,inducción:Por interferones.,similitud:Pertenece a la familia IFIT.,similitud:Contiene 8 repeticiones TPR.

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de los lisados de células HepG2 utilizando el anticuerpo IFIT5.