

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo IFT1B

Nº de Catálogo: APRab12410

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,ELISA
Reactividad	Humano, Rata, Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS conteniendo 50% de glicerol, y 0,02% de conservante nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000
Peso Molecular	52kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	IFIT1B IFIT1L
Nombres Alternativos	-
ID del Gen	439996.0
ID SwissProt	Q5T764
Inmunógeno	Péptido sintetizado derivado de proteína humana. en rango AA: 10-90


Antecedentes

similitud:Pertenece a la familia IFIT.,similitud:Contiene 8 repeticiones TPR.,similitud:Pertenece a la familia IFIT.,similitud:Contiene 8 repeticiones TPR.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis Western Blot de la lisis de HeLa, utilizando el anticuerpo primario a una dilución de 1:1000. El anticuerpo secundario se diluyó a 1:10000.