

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo MPP8**Nº de Catálogo: APRab14063**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,ELISA
Reactividad	Humano, Rata, Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS conteniendo 50% de glicerol, y 0,02% de conservante nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000
Peso Molecular	94kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	MPHOSPH8 MPP8
Nombres Alternativos	-
ID del Gen	54737.0
ID SwissProt	Q99549
Inmunógeno	Péptido sintetizado derivado de proteína humana. en rango AA: 290-370


Antecedentes

PTM:Fosforilado en fase M (mitótica),similitud:Contiene 1 dominio cromosómico, similitud:Contiene 4 repeticiones ANK,PTM:Fosforilado en fase M (mitótica),similitud:Contiene 1 dominio cromosómico, similitud:Contiene 4 repeticiones ANK.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis Western Blot de la lisis de HeLa, utilizando el anticuerpo primario a una dilución de 1:1000. El anticuerpo secundario se diluyó a 1:10000.