

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo PGLYRP1**Nº de Catálogo: APRab16038**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ELISA
Reactividad	Humano, Rata, Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,IHC 1:50-1:300,ELISA 1:2000-1:20000
Peso Molecular	21kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	PGLYRP1
Nombres Alternativos	PGLYRP1; PGLYRP; PGRP; TNFSF3L; SBBI68; Peptidoglycan recognition protein 1; Peptidoglycan recognition protein short; PGRP-S
ID del Gen	8993.0
ID SwissProt	O75594
Inmunógeno	El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado de la región interna de PGLYRP1 humano. Rango de AA: 131-180.


Antecedentes

PGLYRP1 (Proteína de Reconocimiento de Peptidoglicano 1) es un gen codificante de proteínas. Entre sus vías relacionadas se encuentra la señalización del TNF (sino). Las anotaciones GO relacionadas con este gen incluyen la unión del peptidoglicano y la actividad de la N-acetilmuramoil-L-alanina amidasa. Un parálogo importante de este gen es PGLYRP4. proceso metabólico del peptidoglicano, proceso catabólico del polisacárido, proceso metabólico del polisacárido, proceso metabólico del aminoglicano, proceso catabólico del aminoglicano, proceso catabólico del glicosaminoglicano, respuesta de defensa, respuesta inmunitaria, comportamiento, comportamiento rítmico, ritmo circadiano, proceso catabólico de macromoléculas, proceso catabólico del peptidoglicano, detección de estímulo externo, detección de estímulo biótico, respuesta a bacterias, detección de bacterias, proceso catabólico de carbohidratos, proceso del ciclo circadiano sueño/vigilia, proceso metabólico del glicosaminoglicano, respuesta de defensa a bacterias, ciclo circadiano sueño/vigilia, regulación del ciclo circadiano sueño/vigilia, regulación del ritmo circadiano, respuesta inmunitaria innata, regulación del ciclo circadiano sueño/vigilia, sueño, proceso rítmico, comportamiento circadiano, regulación del comportamiento, respuesta de defensa a bacterias grampositivas, detección de estímulos,

Área de Investigación

Biología celular; Apoptosis; Receptores; Proteínas asociadas; Neurociencia; Procesos neurológicos; Ritmo circadiano; Hormonas; Microbiología; Proteína; Proteína humana; Defensina; Inmunología; Inmunidad innata; Citocinas; Cáncer; Muerte celular

Datos de Imagen



Análisis de inmunotransferencia de la lisis de HepG2 823-AV 293T AD293 con el anticuerpo PGLYRP1. El anticuerpo se diluyó a 1:1000. El anticuerpo secundario se diluyó a 1:20000.