
Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo Stat2**Nº de Catálogo: APRab18351**

Solo para uso en investigación.

Resumen

| | |
|-----------------------|--|
| Descripción | Anticuerpo policlonal de conejo |
| Huésped | Conejo |
| Aplicación | WB,IHC,ICC/IF,ELISA |
| Reactividad | Humano, Ratón, Rata |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| Isotipo | IgG |
| Clonalidad | Policlonal |
| Formato | Líquido |
| Concentración | 1 mg/ml |
| Almacenamiento | Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo |
| Tampon | Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N. |
| Purificación | Purificación por afinidad |

Aplicación

| | |
|-----------------------------|--|
| Relación de Dilución | WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:10000 |
| Peso Molecular | 113kDa |

Información del Antígeno

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre del Gen | STAT2 |
| Nombres Alternativos | STAT2; Signal transducer and activator of transcription 2; p113 |
| ID del Gen | 6773.0 |
| ID SwissProt | P52630 |
| Inmunógeno | El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado del STAT2 humano. Rango de AA: 656-705. |


Antecedentes

La proteína codificada por este gen pertenece a la familia de proteínas STAT. En respuesta a citocinas y factores de crecimiento, los miembros de la familia STAT son fosforilados por las quinasas asociadas al receptor y forman homodímeros o heterodímeros que se translocan al núcleo celular, donde actúan como activadores de la transcripción. En respuesta al interferón (IFN), esta proteína forma un complejo con STAT1 y la proteína p48 (ISGF3G), un factor regulador de IFN, en el que actúa como transactivador, pero carece de la capacidad de unirse directamente al ADN. Se ha demostrado que el adaptador de transcripción P300/CBP (EP300/CREBBP) interactúa específicamente con esta proteína, que se cree que participa en el bloqueo de la respuesta de IFN-alfa por adenovirus. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen. [Proporcionado por RefSeq, marzo de 2010], función: Transductor de señales y activador de la transcripción que media la señalización por IFN tipo I (IFN-alfa e IFN-beta). Tras la unión del IFN tipo I a los receptores de la superficie celular, se activan las quinasas Jak (TYK2 y JAK1), lo que provoca la fosforilación de tirosina de STAT1 y STAT2. Los STAT fosforilados dimerizan y se asocian con ISGF3G/IRF-9 para formar un complejo denominado factor de transcripción ISGF3, que penetra en el núcleo. El ISGF3 se une al elemento de respuesta estimulada por IFN (ISRE) para activar la transcripción de genes estimulados por interferón, lo que impulsa a la célula a un estado antiviral. PTM: Tirosina fosforilada en respuesta a IFN-alfa. Similitud: Pertenece a la familia de factores de transcripción STAT. Similitud: Contiene un dominio SH2. Ubicación subcelular: Se transloca al núcleo tras la activación por IFN-alfa/beta. Subunidad: Interactúa con ISGF3G/IRF-9 en el citoplasma. Heterodímero con STAT1 tras la fosforilación inducida por IFN-alfa/beta. Interactúa con CRSP2 y CRSP6. Interactúa con la proteína V del virus de los simios 5 y la fosfoproteína del virus de la rabia.


Área de Investigación

Quimiocina;Jak_STAT;


Datos de Imagen



Análisis inmunohistoquímico de tejido de carcinoma pulmonar humano incluido en parafina, utilizando el anticuerpo STAT2. La imagen de la derecha está bloqueada con el péptido sintetizado.



Análisis de inmunotransferencia de lisados de HepG2 con el anticuerpo STAT2. El carril derecho está bloqueado con el péptido sintetizado.



Análisis Western Blot de varias células utilizando el anticuerpo policlonal Stat2