

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo SYK**Nº de Catálogo: APRab18487**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,ELISA
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000
Peso Molecular	72kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	SYK
Nombres Alternativos	Tyrosine-protein kinase SYK (EC 2.7.10.2) (Spleen tyrosine kinase) (p72-Syk)
ID del Gen	6850.0
ID SwissProt	P43405
Inmunógeno	Péptido sintetizado derivado de SYK humano

Antecedentes


Este gen codifica un miembro de la familia de las quinasas de la proteína Tyr de tipo no receptor. Esta proteína se expresa

ampliamente en las células hematopoyéticas y participa en el acoplamiento de los inmunorreceptores activados a eventos de señalización posteriores que median diversas respuestas celulares, como la proliferación, la diferenciación y la fagocitosis. Se cree que modula el crecimiento de las células epiteliales y es un posible supresor tumoral en carcinomas de mama humanos. Se han encontrado variantes de transcripción con empalme alternativo que codifican diferentes isoformas para este gen. [Proporcionado por RefSeq, marzo de 2010], actividad catalítica: $ATP + a [proteína]-L-tirosina = ADP + a [proteína]-L-tirosina$ fosfato., función: efector positivo de las respuestas estimuladas por BCR. Acopla el receptor de antígeno de células B (BCR) a la movilización del ion calcio ya sea a través de una vía dependiente de la fosfoinosítido 3-quinasa, cuando no está fosforilada en las tirosinas de la región de enlace, o a través de una vía dependiente de la fosfolipasa C-gamma, cuando está fosforilada en Tyr-348 y Tyr-352. Por lo tanto, la fosforilación diferencial de Syk puede determinar la vía por la cual el BCR se acopla a la regulación del ion calcio intracelular.,PTM:Autofosforilada.,PTM:La fosforilación en Tyr-323 crea un sitio de unión para c-Cbl, una proteína adaptadora que sirve como regulador negativo de la señalización del ion calcio estimulada por BCR.,PTM:La fosforilación en Tyr-348 y Tyr-352 mejora la fosforilación y activación de la fosfolipasa C-gamma y la fase temprana de la movilización del ion calcio a través de una vía independiente de la fosfoinosítido 3-quinasa.,PTM:Ubiquitinada por CBLB después de la activación del BCR; lo que promueve la degradación proteasomal.,similitud:Pertenece a la superfamilia de las proteínas quinasas. Familia de las proteínas quinasas Tyr.,similitud:Pertenece a la superfamilia de las proteínas quinasas. Familia de las proteínas quinasas Tyr. Subfamilia SYK/ZAP-70. Similitud: Contiene un dominio de proteína quinasa. Similitud: Contiene dos dominios SH2. Subunidad: Interactúa con CBL y SLA cuando está fosforilada. La interacción con SLA puede vincularla con CBL, provocando su destrucción. Interactúa con NFAM1 fosforilado (por similitud). Interactúa con LMP2A del virus de Epstein-Barr. Interactúa a través de sus dominios SH2 con el dominio ITAM fosforilado de CD79A, lo que estimula la autofosforilación y activación de SYK. Interactúa con FCRL3.

Área de Investigación

Citotoxicidad mediada por células asesinas naturales; Antígeno de células B; Fc épsilon RI; Fagocitosis mediada por Fc gamma R;

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western del lisado de CACO2, el anticuerpo se diluyó a 1000. El anticuerpo secundario se diluyó a 1:20000.