

Nombre del Producto: Anticuerpo policlonal de conejo ZNF668**Nº de Catálogo: APRab20277**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo policlonal de conejo
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
Reactividad	Humano, Ratón
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Policlonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en PBS que contiene 50% de glicerol, 0,5% de proteína protectora y 0,02% de conservante de nuevo tipo N.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000
Peso Molecular	68kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	ZNF668
Nombres Alternativos	ZNF668; Zinc finger protein 668
ID del Gen	79759.0
ID SwissProt	Q96K58
Inmunógeno	El antisuero se produjo contra el péptido sintetizado derivado del ZNF668 humano. Rango de AA: 271-320.


Antecedentes

Función: Puede estar involucrado en la regulación transcripcional. Similitud: Pertenece a la familia de proteínas de dedos de zinc tipo C2H2 de Krueppel. Similitud: Contiene 16 dedos de zinc tipo C2H2. Función: Puede estar involucrado en la regulación transcripcional. Similitud: Pertenece a la familia de proteínas de dedos de zinc tipo C2H2 de Krueppel. Similitud: Contiene 16 dedos de zinc tipo C2H2.

Área de Investigación

Epigenética y señalización nuclear; Transcripción; Familias de dominios; Dedo de zinc

Datos de Imagen



Análisis de inmunotransferencia de lisados de células Jurkat con el anticuerpo ZNF668. El carril derecho está bloqueado con el péptido sintetizado.