

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Trk B**Nº de Catálogo: AMRe01404**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB
Reactividad	Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	Calculated MW: 92 kDa; Observed MW: 120-140 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	NTRK2
Nombres Alternativos	TRKB
ID del Gen	4915
ID SwissProt	Q16620
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a la proteína objetivo

Antecedentes


La familia de tirosina quinasas del receptor Trk está compuesta por TrkA, TrkB y TrkC. Si bien la secuencia de estos miembros de

la familia está altamente conservada, se activan por diferentes neurotrofinas: TrkA por NGF, TrkB por BDNF o NT4, y TrkC por NT3. TrkA regula la proliferación y es importante para el desarrollo y la maduración del sistema nervioso. Mutaciones puntuales, deleciones y reordenamientos cromosómicos (quimeras) provocan la dimerización del receptor independiente del ligando y la activación de TrkA.

Área de Investigación

Neurociencia

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de TrkB (pan) en lisados de cerebro de rata usando el anticuerpo Trk B.