

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo BANF1**Nº de Catálogo: AMRe01476**

Solo para uso en investigación.

Resumen

| | |
|-----------------------|--|
| Descripción | Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante |
| Huésped | Conejo |
| Aplicación | WB |
| Reactividad | Humano |
| Conjugación | No conjugado |
| Modificación | Sin modificar |
| Isotipo | IgG |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Formato | Líquido |
| Concentración | 0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote. |
| Almacenamiento | Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación. |
| Envío | Bolsas de hielo |
| Tampon | 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora |
| Purificación | Purificación por afinidad |

Aplicación

| | |
|-----------------------------|--|
| Relación de Dilución | WB 1:500-1:1000 |
| Peso Molecular | Calculated MW: 10 kDa; Observed MW: 10 kDa |

Información del Antígeno

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del Gen | BANF1 |
| Nombres Alternativos | BAF; BANF1; BCRG1; BCRP1; NGPS |
| ID del Gen | 8815 |
| ID SwissProt | O75531 |
| Inmunógeno | Un péptido sintético de BANF1 humano |

Antecedentes


Desempeña funciones fundamentales en el ensamblaje nuclear, la organización de la cromatina, la expresión génica y el

desarrollo gonadal. Puede comprimir eficazmente la estructura de la cromatina e intervenir en el reclutamiento de la membrana y la descondensación de la cromatina durante el ensamblaje nuclear.

Área de Investigación

Microbiología

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de BANF1 en lisados de Jurkat utilizando el anticuerpo BANF1.