

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo C3orf38**Nº de Catálogo: AMRe01745**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Anticuerpo monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,56 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
Purificación	Afinidad purificada

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	Calculated MW: 38 kDa; Observed MW: 38 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	C3orf38
Nombres Alternativos	Uncharacterized protein C3orf38
ID del Gen	285237
ID SwissProt	Q5JPI3
Inmunógeno	Proteína recombinante de C3orf38 humana


Antecedentes

Puede estar involucrado en la regulación de la apoptosis.

Área de Investigación

Biología celular

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de C3orf38 en lisados de K562, HeLa, utilizando el anticuerpo C3orf38.