

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo cIAP1****Nº de Catálogo: AMRe01826**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB, ICC/IF
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,63 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000, ICC/IF 1:50-1:200
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 70 kDa; Observed MW: 70 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	BIRC2
<b>Nombres Alternativos</b>	cIAP1; C-IAP1; IAP homolog B; Inhibitor of apoptosis protein 2; IAP-2; hIAP-2; hIAP2; API1; IAP2; MIHB; RNF48
<b>ID del Gen</b>	329
<b>ID SwissProt</b>	Q13490
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de cIAP1 humano


**Antecedentes**

Supresor apoptótico. La región de los motivos BIR interactúa con los factores asociados al receptor de TNF 1 y 2 (TRAF1 y TRAF2) para formar un complejo heteromérico, que posteriormente se recluta hacia el receptor del factor de necrosis tumoral 2 (TNFR2).


## Área de Investigación

Biología celular

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de cIAP1 en lisados K562 usando el anticuerpo cIAP1.



Análisis inmunocitoquímico de cIAP1 (verde) en HeLa utilizando el anticuerpo cIAP1 y DAPI (azul).