

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo antiglutatión reductasa
Nº de Catálogo: AMRe02043

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IP
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
Peso Molecular	Calculated MW: 56 kDa; Observed MW: 51 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	GSR
Nombres Alternativos	GR; HEL-75; HEL-S-122m
ID del Gen	2936
ID SwissProt	P00390
Inmunógeno	Un péptido sintético de la glutatión reductasa humana


Antecedentes

Mantiene altos niveles de glutatión reducido en el citosol.

Área de Investigación

Transducción de señales

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de glutatión reductasa en lisados de HeLa y Jurkat usando el anticuerpo glutatión reductasa.