

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo JunB****Nº de Catálogo: AMRe02180**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IP
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 36 kDa; Observed MW: 42,43 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	JUNB
<b>Nombres Alternativos</b>	Transcription factor jun-B
<b>ID del Gen</b>	3726
<b>ID SwissProt</b>	P17275
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de JunB humano

**Antecedentes**


JunB es un factor de transcripción de cremallera de leucina (bZIP) de región básica que pertenece a la familia Jun, que incluye c-

Jun y JunD. Los miembros de la familia Jun homodimerizan o heterodimerizan con las proteínas Fos y ATF para formar un factor de transcripción funcional, AP-1 (proteína activadora), cuya actividad está regulada por diversos estímulos fisiológicos y patológicos, como factores de crecimiento, infecciones y señales de estrés.

## Área de Investigación

Epigenética y señalización nuclear

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de JunB en lisados K562, C6, 3T3, HeLa usando el anticuerpo JunB.