

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo KGF****Nº de Catálogo: AMRe02192**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 23 kDa; Observed MW: 28 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	FGF7
<b>Nombres Alternativos</b>	Fgf7; Fibroblast growth factor 7; HBGF7; Heparin binding growth factor 7; Keratinocyte growth factor
<b>ID del Gen</b>	2252
<b>ID SwissProt</b>	P21781
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de KGF humano


**Antecedentes**

Factor de crecimiento activo en los queratinocitos. Posible efector paracrino principal de la proliferación normal de células epiteliales.

## Área de Investigación

Cardiovascular

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de KGF en cerebro de rata, C6, 3T3, lisados HeLa utilizando anticuerpo KGF.