

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo PAK2****Nº de Catálogo: AMRe02399**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,65 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 58 kDa; Observed MW: 58 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	PAK2
<b>Nombres Alternativos</b>	PAK2; Serine/threonine-protein kinase PAK 2; Gamma-PAK; PAK65; S6/H4 kinase; p21-activated kinase 2; PAK-2; p58
<b>ID del Gen</b>	5062
<b>ID SwissProt</b>	Q13177
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético correspondiente a la proteína objetivo


**Antecedentes**

La quinasa activada actúa sobre diversos objetivos. Fosforila la proteína ribosomal S6, la histona H4 y la proteína básica de la mielina. La PAK 2 completa estimula la supervivencia y el crecimiento celular. El proceso está mediado, al menos en parte, por la fosforilación y la inhibición de la BAD proapoptótica.


## Área de Investigación

Biología celular

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de PAK2 en lisados de cerebro de rata K562, C6, 3T3 y HeLa utilizando el anticuerpo PAK2.



Análisis inmunohistoquímico de amígdalas humanas incluidas en parafina utilizando el anticuerpo PAK2. Se utilizó citrato de sodio a alta presión y temperatura, pH 6,0, para la recuperación del antígeno.