

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo SODD****Nº de Catálogo: AMRe02600**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,ICC/IF
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 50 kDa; Observed MW: 70 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	BAG4
<b>Nombres Alternativos</b>	BAG4; SODD; BAG family molecular chaperone regulator 4; BAG-4; Bcl-2-associated athanogene 4; Silencer of death domains
<b>ID del Gen</b>	9530
<b>ID SwissProt</b>	O95429
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético del Dominio Silenciador de la Muerte humano


**Antecedentes**

Inhibe la actividad chaperona de HSP70/HSC70 al promover la liberación del sustrato. Previene la señalización constitutiva de TNFRSF1A. Regulador negativo de la translocación de PRKN a mitocondrias dañadas.

## Área de Investigación

Biología celular

## Datos de Imagen



Análisis Western blot del dominio silenciador de la muerte en lisados MOLT4 usando el anticuerpo SODD.