

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo STIP1****Nº de Catálogo: AMRe02642**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,IP
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Anticuerpo monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,8 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Afinidad purificada

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 63 kDa; Observed MW: 63 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	STIP1
<b>Nombres Alternativos</b>	Hop; P60; STI1; STI1L; STIP1; Stress induced phosphoprotein 1
<b>ID del Gen</b>	10963
<b>ID SwissProt</b>	P31948
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de STIP1 humano


**Antecedentes**

Media la asociación de las chaperonas moleculares HSC70 y HSP90 (HSPCA y HSPCB).


## Área de Investigación

Transducción de señales


## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de STIP1 en lisados de cerebro y corazón de ratón utilizando el anticuerpo STIP1.



Análisis de transferencia Western de STIP1 en lisados C6 de cerebro de rata K562 usando el anticuerpo STIP1.



Análisis inmunohistoquímico de cáncer de pulmón humano incluido en parafina mediante el anticuerpo STIP1. Se utilizó citrato de sodio a alta presión y temperatura, pH 6,0, para la recuperación de antígenos.