

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo TSG101****Nº de Catálogo: AMRe02724**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IP
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,3 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 44 kDa; Observed MW: 44 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	TSG101
<b>Nombres Alternativos</b>	TSG101; Tumor susceptibility gene 101 protein; ESCRT-I complex subunit TSG101
<b>ID del Gen</b>	7251
<b>ID SwissProt</b>	Q99816
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético del TSG101 humano

**Antecedentes**


Componente del complejo ESCRT-I, regulador del proceso de tráfico vesicular. Se une a las proteínas de carga ubiquitinadas y

es necesario para la clasificación de las cargas ubiquitinadas endocíticas en cuerpos multivesiculares (CMV). Media la asociación entre los complejos ESCRT-0 y ESCRT-I. Necesario para completar la citocinesis; su función requiere CEP55.

## Área de Investigación

Biología celular

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de TSG101 en lisados K562 usando el anticuerpo TSG101.