

---

**Nombre del Producto:** Anticuerpo monoclonal de conejo del factor von Willebrand  
**Nº de Catálogo:** AMRe02767

Solo para uso en investigación.

## Resumen

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC
<b>Reactividad</b>	Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

## Aplicación

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 309 kDa; Observed MW: 309 kDa

## Información del Antígeno

<b>Nombre del Gen</b>	VWF
<b>Nombres Alternativos</b>	VWF; von Willebrand factor; von Willebrand antigen II; F8VWF
<b>ID del Gen</b>	7450
<b>ID SwissProt</b>	P04275
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético del factor von Willebrand humano

## Antecedentes


El VWF es importante en la hemostasia, y los defectos genéticos en la estructura y modificación del VWF pueden causar la

enfermedad de von Willebrand (VWD), el trastorno hemorrágico congénito más común en humanos.

## Área de Investigación

Cardiovascular

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western del factor von Willebrand en lisados de riñón y pulmón de rata utilizando el anticuerpo del factor von Willebrand.