

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo CLIP170****Nº de Catálogo: AMRe02947**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,ICC/IF,IP
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,51 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 162 kDa; Observed MW: 170 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	CLIP1
<b>Nombres Alternativos</b>	RSN; CLIP; CYLN1; CLIP170; CLIP-170
<b>ID del Gen</b>	6249
<b>ID SwissProt</b>	P30622
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de CLIP170 humano


**Antecedentes**

Se une al extremo positivo de los microtúbulos y regula la dinámica del citoesqueleto de los microtúbulos.


## Área de Investigación

Biología celular


## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de CLIP170 en lisados HeLa, A549, HL-60, U251, U87-MG usando el anticuerpo CLIP170.



Análisis inmunohistoquímico de amígdalas humanas incluidas en parafina utilizando el anticuerpo CLIP170. Se utilizó citrato de sodio a alta presión y temperatura, pH 6,0, para la recuperación de antígeno.



Análisis inmunocitoquímico de CLIP17 (verde) en hela utilizando el anticuerpo CLIP170 y DAPI (azul).