

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo MVK**Nº de Catálogo: AMRe03101**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IP
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Anticuerpo monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,6 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
Purificación	Afinidad purificada

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
Peso Molecular	Calculated MW: 42 kDa; Observed MW: 42 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	MVK
Nombres Alternativos	MVK; Mevalonate kinase; MK
ID del Gen	4598
ID SwissProt	Q03426
Inmunógeno	Un péptido sintético de MVK humano


Antecedentes

Cataliza la fosforilación de mevalonato a mevalonato 5-fosfato, un paso clave en la biosíntesis de isoprenoides y colesterol.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de MVK en lisados HeLa, A549, HL-60, U251, U87-MG usando anticuerpos MVK.