

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo NUP107****Nº de Catálogo: AMRe03122**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IP
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 106 kDa; Observed MW: 106 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	NUP107
<b>Nombres Alternativos</b>	ODG6; NUP84; NPHS11; ODG6; GAMOS7
<b>ID del Gen</b>	57122
<b>ID SwissProt</b>	P57740
<b>Inmunógeno</b>	Proteína recombinante de Nup107 humana

**Antecedentes**


Participa en el ensamblaje y/o mantenimiento del complejo del poro nuclear (CPN) (PubMed:12552102, PubMed:15229283). Es

necesario para el ensamblaje de proteínas periféricas en el CPN (PubMed:15229283, PubMed:12552102). Puede anclar NUP62 al CPN (PubMed:15229283).

## Área de Investigación

Etiquetas y marcadores celulares

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de Nup107 en lisados A549, HL-60, U251 usando el anticuerpo NUP107.