

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo NF-KB p65****Nº de Catálogo: AMRe03785**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,ICC/IF,IP
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,54 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 60 kDa; Observed MW: 65 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	RELA
<b>Nombres Alternativos</b>	NFKB3; RELA; TF65; Transcription factor p65; p65; NFkB
<b>ID del Gen</b>	5970
<b>ID SwissProt</b>	Q04206
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético correspondiente a la proteína objetivo

**Antecedentes**


NFKB1 (MIM 164011) o NFKB2 (MIM 164012) se une a REL (MIM 164910), RELA o RELB (MIM 604758) para formar el complejo

NFKB. El heterodímero p50 (NFKB1)/p65 (RELA) es la forma más abundante de NFKB. El complejo NFKB es inhibido por las proteínas I-kappa-B (NFKBIA, MIM 164008 o NFKBIB, MIM 604495), que inactivan NFKB atrapándolo en el citoplasma.


## Área de Investigación

Biología celular


## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de NF-KB p65 en lisados de HeLa usando el anticuerpo NF-KB p65.



Análisis de transferencia Western de NF-KB p65 en lisados K562, 3T3, HeLa usando el anticuerpo NF-KB p65.



Análisis inmunohistoquímico de cáncer de mama humano incluido en parafina mediante el anticuerpo NF-KB p65. Se utilizó citrato de sodio a alta presión y temperatura, pH 6,0, para la recuperación del antígeno.