
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo EpCAM**Nº de Catálogo: AMRe03941**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	1 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Líquido en 50 mM Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % glicerol, 0,01 % azida sódica y 0,05 % proteína protectora.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
Peso Molecular	Calculated MW:35 kDa;Observed MW: 42kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	EPCAM EPCAM; GA733-2; M1S2; M4S1; MIC18; TACSTD1; TROP1; Epithelial cell adhesion molecule; Ep-CAM; Adenocarcinoma-associated antigen; Cell surface glycoprotein Trop-1; Epithelial cell surface antigen; Epithelial glycoprotein; EGP; Epithelial glycoprotein 314;
Nombres Alternativos	EGP314; hEGP314; KS 1/4 antigen; KSA; Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2; Tumor-associated calcium signal transducer 1; CD326
ID del Gen	4072
ID SwissProt	P16422

Inmunógeno

Un péptido sintético de EpCAM humano


Antecedentes

Puede actuar como una molécula de interacción homofílica física entre las células epiteliales intestinales (CEI) y los linfocitos intraepiteliales (LIE) en el epitelio mucoso, proporcionando una barrera inmunológica como primera línea de defensa contra las infecciones mucosas. Participa en la proliferación y diferenciación de células madre embrionarias. Regula positivamente la expresión de FABP5, MYC y ciclinas A y E.

Área de Investigación

Etiquetas y marcadores celulares

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de EpCAM en lisados HCT116 usando el anticuerpo EpCAM.