

## Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo FGL1

### Nº de Catálogo: AMRe03981

Solo para uso en investigación.

## Resumen

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	1 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Líquido en 50 mM Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % glicerol, 0,01 % azida sódica y 0,05 % proteína protectora.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

## Aplicación

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW:36 kDa;Observed MW: 36 kDa

## Información del Antígeno

<b>Nombre del Gen</b>	FGL1
<b>Nombres Alternativos</b>	FGL1; HFREP1; Fibrinogen-like protein 1; HP-041; Hepassocin; Hepatocyte-derived fibrinogen-related protein 1; HFREP-1; Liver fibrinogen-related protein 1; LFIRE-1
<b>ID del Gen</b>	2267
<b>ID SwissProt</b>	Q08830
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de FGL1 humano


## Antecedentes

Molécula inmunosupresora que inhibe la activación de células T específicas de antígeno actuando como un ligando principal de LAG3.

## Área de Investigación

Cardiovascular

## Datos de Imagen



Análisis Western blot de FGL1 en lisados de hígado fetal humano utilizando el anticuerpo FGL1.