

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo LGALS3BP (7X1)**Nº de Catálogo: AMRe13287**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,FC
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de conservante de nuevo tipo N y 0,05 % de proteína protectora.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,FC 1:50-1:100
Peso Molecular	65kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	LGALS3BP
Nombres Alternativos	-
ID del Gen	3959.0
ID SwissProt	Q08380
Inmunógeno	Proteína recombinante de LGALS3BP humana


Antecedentes

-

Área de Investigación

Cáncer

Datos de Imagen



Detección mediante transferencia Western de LGALS3BP en lisados de células HT1080, HepG2, A549 utilizando el anticuerpo LGALS3BP (diluido 1:1000).