

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo MTX3 (10I6)**Nº de Catálogo: AMRe14224**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de conservante de nuevo tipo N y 0,05 % de proteína protectora.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:5000
Peso Molecular	35kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	MTX3
Nombres Alternativos	-
ID del Gen	345778.0
ID SwissProt	Q5HYI7
Inmunógeno	Un péptido sintético de MTX3 humano


Antecedentes

-

Área de Investigación

Transducción de señales

Datos de Imagen



Detección mediante transferencia Western de MTX3 en lisados de células cerebrales de ratón utilizando el anticuerpo MTX3 (diluido 1:1000).