

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo SAA4 (11R1)**Nº de Catálogo: AMRe17567**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,FC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	IgG de conejo en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, 150 mM de NaCl, 0,02 % de conservante de nuevo tipo N y 50 % de glicerol. Conservar a +4 °C a corto plazo. Conservar a -20 °C a largo plazo. Evitar el ciclo de congelación/descongelación.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,IHC 1:50-1:100,FC 1:20-1:50
Peso Molecular	15kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	SAA4
Nombres Alternativos	CSAA; Saa4;
ID del Gen	6291.0
ID SwissProt	P35542
Inmunógeno	Un péptido sintético de SAA4 humano


Antecedentes

Reactante mayor de fase aguda. Apolipoproteína del complejo HDL. Reactante mayor de fase aguda.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de SAA4 en lisado de células plasmáticas humanas.