

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo syntaxina 3 (18G14)**Nº de Catálogo: AMRe18513**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	IgG de conejo en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, 150 mM de NaCl, 0,02 % de conservante de nuevo tipo N y 50 % de glicerol. Conservar a +4 °C a corto plazo. Conservar a -20 °C a largo plazo. Evitar el ciclo de congelación/descongelación.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:100
Peso Molecular	33kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	STX3
Nombres Alternativos	Stx3; STX3A; Syntaxin 3A;
ID del Gen	6809.0
ID SwissProt	Q13277
Inmunógeno	Un péptido sintético de la syntaxina 3 humana


Antecedentes

Posiblemente involucrado en el acoplamiento de vesículas sinápticas a zonas presinápticas activas.

Área de Investigación

Neurociencia

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de sintaxina 3 en lisado de células HepG2.