

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo TBK1**Nº de Catálogo: AMRe21329**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG,Kappa
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,3 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	PBS, 50% glicerol, 0,05% Proclin 300, 0,05% proteína protectora
Purificación	Proteína A

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:2000-1:10000,IHC 1:200-1:1000,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000,IP 1:50-1:200
Peso Molecular	Calculated MW:84kD;Observed MW:84kD

Información del Antígeno

Nombre del Gen	TBK1
Nombres Alternativos	TBK1;NAK;Serine/threonine-protein kinase TBK1;NF-kappa-B-activating kinase;T2K;TANK-binding kinase 1
ID del Gen	29110
ID SwissProt	Q9UHD2
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a la proteína objetivo


Antecedentes

Localización celular: Citoplasma. El complejo proteico NF-kappa-B (NFKB) es inhibido por las proteínas I-kappa-B (IKB), que lo inactivan atrapándolo en el citoplasma. La fosforilación de los residuos de serina en las proteínas IKB por las quinasas IKB las marca para su destrucción mediante la vía de ubiquitinación, lo que permite la activación y la translocación nuclear del complejo NFKB. La proteína codificada por este gen es similar a las quinasas IKB y puede mediar la activación de NFKB en respuesta a ciertos factores de crecimiento. [Proporcionado por RefSeq, octubre de 2010]

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de inmunotransferencia de lisados de células Hela mediante el anticuerpo monoclonal de conejo TBK1. Para la detección del anticuerpo, se empleó el anticuerpo IgG de cabra anti-conejo conjugado con HRP.